

Aviso de liberación del software

Step Proactive v2.7.0

Interfaz de usuario: Step Oncology

Mejoras y nuevas funcionalidades implementadas

Esta sección incluye las principales novedades de la nueva versión del producto.

01. Modo mantenimiento del sistema

Se ha incorporado la capacidad de que el fabricante ponga el sistema en estado de mantenimiento de forma controlada. Durante este periodo, se muestra información sobre el estado de la aplicación y el acceso queda restringido hasta su restablecimiento.

Errores conocidos

Esta sección incluye los posibles errores que pueden ocurrir durante el uso del producto y que serán solucionados en versiones futuras.

Problema 01. Puede que no sea posible introducir manualmente decimales en los dispositivos de la marca Apple

Cuando un paciente intenta notificar un valor numérico que incluye decimales (por ejemplo, fiebre o peso) con un dispositivo de la marca Apple, es posible que el separador decimal (por ejemplo, "." o ",") no esté disponible en el teclado.

Solución alternativa:

Utilice los botones + o - y el teclado para obtener el número decimal exacto que necesita.
